



# FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

## Série Polyuréthane Jante Polyamide $\phi$ 200 mm à Œil

Bandage polyuréthane injecté sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.

		031178	002178	004178	
<b><math>\phi</math> 200 Œil</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
 Shore	<b>Dureté du bandage (°Shore)</b>	<b>62 A</b>	<b>62 A</b>	<b>62 A</b>	
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
	<b>Type de Roulement</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>	
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	-	<b>235</b>	<b>235</b>	
 mm	<b>Diamètre de la Couronne</b>	-	<b>88</b>	<b>88</b>	
 mm	<b>Diamètre Intérieur de l'Œil (mm)</b>	-	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	